



كرسي الرفرايدر

دليل المستخدم

شركة كيفاس للمواد الطبية
إطوانات - أوشايم
مجمع ماسيميك 24 الشارع رقم 47
06370 يتي محلة - القنرة
Tel: +90 312 395 6652
Fax: +90 312 395 6684
www.kifas.com.tr bilgi@kifas.com.tr

Kifas Ortopedik Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti

..كيفاس للمستلزمات الطبية



دليل مستخدم الكرسي و رولوند رفايدر

الحقوق محفوظة لدى
Whirlwind Wheelchair International
الطبعة الاولى حزيران 2007

كتبت من قبل
- البذا لنندزي وكارول مانوكس
شارك بها
- كرس هوارد و رالف هوجكن
النشر
جوان روجن ومارك كرايزاك

التمويل زود من قبل
صندوق ذكرى جاريد تاملر
مؤسسة عائلة فريد كيلرت

ترحب الشركة بآرائكم ومقترحاتكم فيما يخص تطوير الكراسي المتحركة ودليل المستخدم
,,افضل المعلومات التي تحصل عليها هي التي تأتي منكم,,, الرجاء الاتصال بنا.

جدول المحتويات

كرسي المعوقين-رفرايدر	5
مكونات رفررايدر	6
خواص رفررايدر	7
التحويرات العامة	8
مهارات الركوب الأساسية	14
اعرف قابلياتك وحدودك	11
تقليل الضغط	16
تقنيات تقليل الضغط	19
سير الكرسي	21
تقنيات الركوب	23
ركوب الكرسي والازول منه : الانتقالات	27
الحركة بكرسي الرفرايدر	28
الصيانة والتصليح	33
جدول الصيانة	34
المعد	35
الحاملات	37
المعد	42
اقفال الاطارات او العجلات	43
اسلاك العجلة	45
تزييت الرفرايدر	47
الاطارات	48
تنظيف الرفرايدر	50
التفتيش الروتيني	51
الصموات والبراغي	51
قاعدة القدم	54
القضيات او المماسك	55
ميلان الرفرايدر أثناء سيره ,الكشف عن مواطن الخلل	56

لمن صمم الكرسي

لمعالجة وتلافي نتائج الضغط يرجى استخدام الكرسي من قبل من لديه الحالات التالية فقط :
إذا كنت لا تستطيع الأحاسيس بجزء أو كل الطرف المعاق يجب عليك أن تتعلم من موازنة الضغط لتتمكن من استخدام الكرسي بدون إصابة (مثلا يمكن أن تستخدم طرق توزيع الضغط وستحدث عن ذلك لاحقا عن طريق استخدام طرق العلية باليشرة) . كن حذرا : القرح الجلدية جراء الضغط ممكن أن تحدث بعد عشرين دقيقة من الجلوس بوضوح واحد بدون تغيير مناطق الضغط من خلال تغيير وضع الجلوس . يجب أن تستعمل المعد العلي للضغط مع الكرسي دائما .
صيانة الرأس والذراع :-
صند الكرسي الخلفي ربما لا يكون مناسباً لك إن كانت عضلات جذعك ضعيفة أو ضعيفة جدا . حيث إن هذه الحالة لا تبقى لك صند عظمي ووضع ركوب مناسب . وركوب الكرسي بوجود هذه العضلات الضعيفة قد يسبب تقوس الظهر . وإذا لم تكن عندك القدرة على اسناد راسك فتجنب ركوب هذا النوع من الكراسي . حيث لا يوجد فيه صند للرأس .
الحجم :-
صمم الكرسي ليتسع لراكب عرض وركه 31-48 سم (12.5 - 19 انج) وعطو ساقه أكثر من 40 سم (16 انج) .
هذا الطول مأخوذ من الجهة الخلفية للوضوء الى الجهة الخلفية للساق . ويمكن تحويل التصميم الى قياسات أخرى , , , , عرض المعد يمكن أن يختلف باختلاف معامل التصنيع .

مواصفات كرسي (Rough Rider)

عرض الكرسي الخلفي " عرض الفراش " يكون لتسقي من العرض الكلي	355 ملم (14 انج) 400ملم (15.7 انج) 440ملم (17.4 انج) 480ملم (19 انج)
عمق المعد	405 ملم (16 انج)
ارتفاع المعد	485 ملم (19 انج) في مقدمة المعد
زاوية المعد	12 درجة
زاوية المعد نسبة الى ظهر الكرسي	90 درجة
علو ظهر المعد	435ملم (17 انج) فاسي , 380ملم (15 انج) 485ملم (19 انج) خصوصي
ارتفاع مسندالقدم من مقدمة الكرسي	255ملم - 375 ملم (10 انج - 14.75 انج)
امداد العجلة الخلفية	1.75 * 24 فاسي
درجة بعدد العجلة الخلفية	3 درجات
العجلة الخلفية-حامل العجلة الامامية	6201 ملم قطر جانبي 32 * ملم قطر خارجي (24.8 * 12.6 انج)
قطر عجلة الدفع	485 ملم (19 انج)
امداد العجلة الامامية	410ملم (16.1 انج) للقطر 86 و 89 ملم (3.4 انج) لتسكت
حاملات العجلة الامامية	نفس قياسات الدراجة الهوائية الاعتيادية
الفرص الكلي	229 ملم (9 انج) 255ملم (10 انج) 280ملم (11 انج) 305ملم (12 انج) 330ملم (13 انج) 355ملم (14 انج) 380ملم (15 انج) 405ملم (16 انج) 430ملم (17 انج) 455ملم (18 انج) 480ملم (19 انج) 505ملم (20 انج) 530ملم (21 انج) 555ملم (22 انج) 580ملم (23 انج) 605ملم (24 انج) 630ملم (25 انج) 655ملم (26 انج) 680ملم (27 انج) 705ملم (28 انج) 730ملم (29 انج) 755ملم (30 انج) 780ملم (31 انج) 805ملم (32 انج) 830ملم (33 انج) 855ملم (34 انج) 880ملم (35 انج) 905ملم (36 انج) 930ملم (37 انج) 955ملم (38 انج) 980ملم (39 انج) 1005ملم (40 انج) 1030ملم (41 انج) 1055ملم (42 انج) 1080ملم (43 انج) 1105ملم (44 انج) 1130ملم (45 انج) 1155ملم (46 انج) 1180ملم (47 انج) 1205ملم (48 انج) 1230ملم (49 انج) 1255ملم (50 انج) 1280ملم (51 انج) 1305ملم (52 انج) 1330ملم (53 انج) 1355ملم (54 انج) 1380ملم (55 انج) 1405ملم (56 انج) 1430ملم (57 انج) 1455ملم (58 انج) 1480ملم (59 انج) 1505ملم (60 انج) 1530ملم (61 انج) 1555ملم (62 انج) 1580ملم (63 انج) 1605ملم (64 انج) 1630ملم (65 انج) 1655ملم (66 انج) 1680ملم (67 انج) 1705ملم (68 انج) 1730ملم (69 انج) 1755ملم (70 انج) 1780ملم (71 انج) 1805ملم (72 انج) 1830ملم (73 انج) 1855ملم (74 انج) 1880ملم (75 انج) 1905ملم (76 انج) 1930ملم (77 انج) 1955ملم (78 انج) 1980ملم (79 انج) 2005ملم (80 انج) 2030ملم (81 انج) 2055ملم (82 انج) 2080ملم (83 انج) 2105ملم (84 انج) 2130ملم (85 انج) 2155ملم (86 انج) 2180ملم (87 انج) 2205ملم (88 انج) 2230ملم (89 انج) 2255ملم (90 انج) 2280ملم (91 انج) 2305ملم (92 انج) 2330ملم (93 انج) 2355ملم (94 انج) 2380ملم (95 انج) 2405ملم (96 انج) 2430ملم (97 انج) 2455ملم (98 انج) 2480ملم (99 انج) 2505ملم (100 انج) 2530ملم (101 انج) 2555ملم (102 انج) 2580ملم (103 انج) 2605ملم (104 انج) 2630ملم (105 انج) 2655ملم (106 انج) 2680ملم (107 انج) 2705ملم (108 انج) 2730ملم (109 انج) 2755ملم (110 انج) 2780ملم (111 انج) 2805ملم (112 انج) 2830ملم (113 انج) 2855ملم (114 انج) 2880ملم (115 انج) 2905ملم (116 انج) 2930ملم (117 انج) 2955ملم (118 انج) 2980ملم (119 انج) 3005ملم (120 انج) 3030ملم (121 انج) 3055ملم (122 انج) 3080ملم (123 انج) 3105ملم (124 انج) 3130ملم (125 انج) 3155ملم (126 انج) 3180ملم (127 انج) 3205ملم (128 انج) 3230ملم (129 انج) 3255ملم (130 انج) 3280ملم (131 انج) 3305ملم (132 انج) 3330ملم (133 انج) 3355ملم (134 انج) 3380ملم (135 انج) 3405ملم (136 انج) 3430ملم (137 انج) 3455ملم (138 انج) 3480ملم (139 انج) 3505ملم (140 انج) 3530ملم (141 انج) 3555ملم (142 انج) 3580ملم (143 انج) 3605ملم (144 انج) 3630ملم (145 انج) 3655ملم (146 انج) 3680ملم (147 انج) 3705ملم (148 انج) 3730ملم (149 انج) 3755ملم (150 انج) 3780ملم (151 انج) 3805ملم (152 انج) 3830ملم (153 انج) 3855ملم (154 انج) 3880ملم (155 انج) 3905ملم (156 انج) 3930ملم (157 انج) 3955ملم (158 انج) 3980ملم (159 انج) 4005ملم (160 انج) 4030ملم (161 انج) 4055ملم (162 انج) 4080ملم (163 انج) 4105ملم (164 انج) 4130ملم (165 انج) 4155ملم (166 انج) 4180ملم (167 انج) 4205ملم (168 انج) 4230ملم (169 انج) 4255ملم (170 انج) 4280ملم (171 انج) 4305ملم (172 انج) 4330ملم (173 انج) 4355ملم (174 انج) 4380ملم (175 انج) 4405ملم (176 انج) 4430ملم (177 انج) 4455ملم (178 انج) 4480ملم (179 انج) 4505ملم (180 انج) 4530ملم (181 انج) 4555ملم (182 انج) 4580ملم (183 انج) 4605ملم (184 انج) 4630ملم (185 انج) 4655ملم (186 انج) 4680ملم (187 انج) 4705ملم (188 انج) 4730ملم (189 انج) 4755ملم (190 انج) 4780ملم (191 انج) 4805ملم (192 انج) 4830ملم (193 انج) 4855ملم (194 انج) 4880ملم (195 انج) 4905ملم (196 انج) 4930ملم (197 انج) 4955ملم (198 انج) 4980ملم (199 انج) 5005ملم (200 انج) 5030ملم (201 انج) 5055ملم (202 انج) 5080ملم (203 انج) 5105ملم (204 انج) 5130ملم (205 انج) 5155ملم (206 انج) 5180ملم (207 انج) 5205ملم (208 انج) 5230ملم (209 انج) 5255ملم (210 انج) 5280ملم (211 انج) 5305ملم (212 انج) 5330ملم (213 انج) 5355ملم (214 انج) 5380ملم (215 انج) 5405ملم (216 انج) 5430ملم (217 انج) 5455ملم (218 انج) 5480ملم (219 انج) 5505ملم (220 انج) 5530ملم (221 انج) 5555ملم (222 انج) 5580ملم (223 انج) 5605ملم (224 انج) 5630ملم (225 انج) 5655ملم (226 انج) 5680ملم (227 انج) 5705ملم (228 انج) 5730ملم (229 انج) 5755ملم (230 انج) 5780ملم (231 انج) 5805ملم (232 انج) 5830ملم (233 انج) 5855ملم (234 انج) 5880ملم (235 انج) 5905ملم (236 انج) 5930ملم (237 انج) 5955ملم (238 انج) 5980ملم (239 انج) 6005ملم (240 انج) 6030ملم (241 انج) 6055ملم (242 انج) 6080ملم (243 انج) 6105ملم (244 انج) 6130ملم (245 انج) 6155ملم (246 انج) 6180ملم (247 انج) 6205ملم (248 انج) 6230ملم (249 انج) 6255ملم (250 انج) 6280ملم (251 انج) 6305ملم (252 انج) 6330ملم (253 انج) 6355ملم (254 انج) 6380ملم (255 انج) 6405ملم (256 انج) 6430ملم (257 انج) 6455ملم (258 انج) 6480ملم (259 انج) 6505ملم (260 انج) 6530ملم (261 انج) 6555ملم (262 انج) 6580ملم (263 انج) 6605ملم (264 انج) 6630ملم (265 انج) 6655ملم (266 انج) 6680ملم (267 انج) 6705ملم (268 انج) 6730ملم (269 انج) 6755ملم (270 انج) 6780ملم (271 انج) 6805ملم (272 انج) 6830ملم (273 انج) 6855ملم (274 انج) 6880ملم (275 انج) 6905ملم (276 انج) 6930ملم (277 انج) 6955ملم (278 انج) 6980ملم (279 انج) 7005ملم (280 انج) 7030ملم (281 انج) 7055ملم (282 انج) 7080ملم (283 انج) 7105ملم (284 انج) 7130ملم (285 انج) 7155ملم (286 انج) 7180ملم (287 انج) 7205ملم (288 انج) 7230ملم (289 انج) 7255ملم (290 انج) 7280ملم (291 انج) 7305ملم (292 انج) 7330ملم (293 انج) 7355ملم (294 انج) 7380ملم (295 انج) 7405ملم (296 انج) 7430ملم (297 انج) 7455ملم (298 انج) 7480ملم (299 انج) 7505ملم (300 انج) 7530ملم (301 انج) 7555ملم (302 انج) 7580ملم (303 انج) 7605ملم (304 انج) 7630ملم (305 انج) 7655ملم (306 انج) 7680ملم (307 انج) 7705ملم (308 انج) 7730ملم (309 انج) 7755ملم (310 انج) 7780ملم (311 انج) 7805ملم (312 انج) 7830ملم (313 انج) 7855ملم (314 انج) 7880ملم (315 انج) 7905ملم (316 انج) 7930ملم (317 انج) 7955ملم (318 انج) 7980ملم (319 انج) 8005ملم (320 انج) 8030ملم (321 انج) 8055ملم (322 انج) 8080ملم (323 انج) 8105ملم (324 انج) 8130ملم (325 انج) 8155ملم (326 انج) 8180ملم (327 انج) 8205ملم (328 انج) 8230ملم (329 انج) 8255ملم (330 انج) 8280ملم (331 انج) 8305ملم (332 انج) 8330ملم (333 انج) 8355ملم (334 انج) 8380ملم (335 انج) 8405ملم (336 انج) 8430ملم (337 انج) 8455ملم (338 انج) 8480ملم (339 انج) 8505ملم (340 انج) 8530ملم (341 انج) 8555ملم (342 انج) 8580ملم (343 انج) 8605ملم (344 انج) 8630ملم (345 انج) 8655ملم (346 انج) 8680ملم (347 انج) 8705ملم (348 انج) 8730ملم (349 انج) 8755ملم (350 انج) 8780ملم (351 انج) 8805ملم (352 انج) 8830ملم (353 انج) 8855ملم (354 انج) 8880ملم (355 انج) 8905ملم (356 انج) 8930ملم (357 انج) 8955ملم (358 انج) 8980ملم (359 انج) 9005ملم (360 انج) 9030ملم (361 انج) 9055ملم (362 انج) 9080ملم (363 انج) 9105ملم (364 انج) 9130ملم (365 انج) 9155ملم (366 انج) 9180ملم (367 انج) 9205ملم (368 انج) 9230ملم (369 انج) 9255ملم (370 انج) 9280ملم (371 انج) 9305ملم (372 انج) 9330ملم (373 انج) 9355ملم (374 انج) 9380ملم (375 انج) 9405ملم (376 انج) 9430ملم (377 انج) 9455ملم (378 انج) 9480ملم (379 انج) 9505ملم (380 انج) 9530ملم (381 انج) 9555ملم (382 انج) 9580ملم (383 انج) 9605ملم (384 انج) 9630ملم (385 انج) 9655ملم (386 انج) 9680ملم (387 انج) 9705ملم (388 انج) 9730ملم (389 انج) 9755ملم (390 انج) 9780ملم (391 انج) 9805ملم (392 انج) 9830ملم (393 انج) 9855ملم (394 انج) 9880ملم (395 انج) 9905ملم (396 انج) 9930ملم (397 انج) 9955ملم (398 انج) 9980ملم (399 انج) 10005ملم (400 انج) 10030ملم (401 انج) 10055ملم (402 انج) 10080ملم (403 انج) 10105ملم (404 انج) 10130ملم (405 انج) 10155ملم (406 انج) 10180ملم (407 انج) 10205ملم (408 انج) 10230ملم (409 انج) 10255ملم (410 انج) 10280ملم (411 انج) 10305ملم (412 انج) 10330ملم (413 انج) 10355ملم (414 انج) 10380ملم (415 انج) 10405ملم (416 انج) 10430ملم (417 انج) 10455ملم (418 انج) 10480ملم (419 انج) 10505ملم (420 انج) 10530ملم (421 انج) 10555ملم (422 انج) 10580ملم (423 انج) 10605ملم (424 انج) 10630ملم (425 انج) 10655ملم (426 انج) 10680ملم (427 انج) 10705ملم (428 انج) 10730ملم (429 انج) 10755ملم (430 انج) 10780ملم (431 انج) 10805ملم (432 انج) 10830ملم (433 انج) 10855ملم (434 انج) 10880ملم (435 انج) 10905ملم (436 انج) 10930ملم (437 انج) 10955ملم (438 انج) 10980ملم (439 انج) 11005ملم (440 انج) 11030ملم (441 انج) 11055ملم (442 انج) 11080ملم (443 انج) 11105ملم (444 انج) 11130ملم (445 انج) 11155ملم (446 انج) 11180ملم (447 انج) 11205ملم (448 انج) 11230ملم (449 انج) 11255ملم (450 انج) 11280ملم (451 انج) 11305ملم (452 انج) 11330ملم (453 انج) 11355ملم (454 انج) 11380ملم (455 انج) 11405ملم (456 انج) 11430ملم (457 انج) 11455ملم (458 انج) 11480ملم (459 انج) 11505ملم (460 انج) 11530ملم (461 انج) 11555ملم (462 انج) 11580ملم (463 انج) 11605ملم (464 انج) 11630ملم (465 انج) 11655ملم (466 انج) 11680ملم (467 انج) 11705ملم (468 انج) 11730ملم (469 انج) 11755ملم (470 انج) 11780ملم (471 انج) 11805ملم (472 انج) 11830ملم (473 انج) 11855ملم (474 انج) 11880ملم (475 انج) 11905ملم (476 انج) 11930ملم (477 انج) 11955ملم (478 انج) 11980ملم (479 انج) 12005ملم (480 انج) 12030ملم (481 انج) 12055ملم (482 انج) 12080ملم (483 انج) 12105ملم (484 انج) 12130ملم (485 انج) 12155ملم (486 انج) 12180ملم (487 انج) 12205ملم (488 انج) 12230ملم (489 انج) 12255ملم (490 انج) 12280ملم (491 انج) 12305ملم (492 انج) 12330ملم (493 انج) 12355ملم (494 انج) 12380ملم (495 انج) 12405ملم (496 انج) 12430ملم (497 انج) 12455ملم (498 انج) 12480ملم (499 انج) 12505ملم (500 انج) 12530ملم (501 انج) 12555ملم (502 انج) 12580ملم (503 انج) 12605ملم (504 انج) 12630ملم (505 انج) 12655ملم (506 انج) 12680ملم (507 انج) 12705ملم (508 انج) 12730ملم (509 انج) 12755ملم (510 انج) 12780ملم (511 انج) 12805ملم (512 انج) 12830ملم (513 انج) 12855ملم (514 انج) 12880ملم (515 انج) 12905ملم (516 انج) 12930ملم (517 انج) 12955ملم (518 انج) 12980ملم (519 انج) 13005ملم (520 انج) 13030ملم (521 انج) 13055ملم (522 انج) 13080ملم (523 انج) 13105ملم (524 انج) 13130ملم (525 انج) 13155ملم (526 انج) 13180ملم (527 انج) 13205ملم (528 انج) 13230ملم (529 انج) 13255ملم (530 انج) 13280ملم (531 انج) 13305ملم (532 انج) 13330ملم (533 انج) 13355ملم (534 انج) 13380ملم (535 انج) 13405ملم (536 انج) 13430ملم (537 انج) 13455ملم (538 انج) 13480ملم (539 انج) 13505ملم (540 انج) 13530ملم (541 انج) 13555ملم (542 انج) 13580ملم (543 انج) 13605ملم (544 انج) 13630ملم (545 انج) 13655ملم (546 انج) 13680ملم (547 انج) 13705ملم (548 انج) 13730ملم (549 انج) 13755ملم (550 انج) 13780ملم (551 انج) 13805ملم (552 انج) 13830ملم (553 انج) 13855ملم (554 انج) 13880ملم (555 انج) 13905ملم (556 انج) 13930ملم (557 انج) 13955ملم (558 انج) 13980ملم (559 انج) 14005ملم (560 انج) 14030ملم (561 انج) 14055ملم (562 انج) 14080ملم (563 انج) 14105ملم (564 انج) 14130ملم (565 انج) 14155ملم (566 انج) 14180ملم (567 انج) 14205ملم (568 انج) 14230ملم (569 انج) 14255ملم (570 انج) 14280ملم (571 انج) 14305ملم (572 انج) 14330ملم (573 انج) 14355ملم (574 انج) 14380ملم (575 انج) 14405ملم (576 انج) 14430ملم (577 انج) 14455ملم (578 انج) 14480ملم (579 انج) 14505ملم (580 انج) 14530ملم (581 انج) 14555ملم (582 انج) 14580ملم (583 انج) 14605ملم (584 انج) 14630ملم (585 انج) 14655ملم (586 انج) 14680ملم (587 انج) 14705ملم (588 انج) 14730ملم (589 انج) 14755ملم (590 انج) 14780ملم (591 انج) 14805ملم (592 انج) 14830ملم (593 انج) 14855ملم (594 انج) 14880ملم (595 انج) 14905ملم (596 انج) 14930ملم (597 انج) 14955ملم (598 انج) 14980ملم (599 انج) 15005ملم (600 انج) 15030ملم (601 انج) 15055ملم (602 انج) 15080ملم (603 انج) 15105ملم (604 انج) 15130ملم (605 انج) 15155ملم (606 انج) 15180ملم (607 انج) 15205ملم (608 انج) 15230ملم (609 انج) 15255ملم (610 انج) 15280ملم (611 انج) 15305ملم (612 انج) 15330ملم (613 انج) 15355ملم (614 انج) 15380ملم (615 انج) 15405ملم (616 انج) 15430ملم (617 انج) 15455ملم (618 انج) 15480ملم (619 انج) 15505ملم (620 انج) 15530ملم (621 انج) 15555ملم (622 انج) 15580ملم (623 انج) 15605ملم (624 انج) 15630ملم (625 انج) 15655ملم (626 انج) 15680ملم (627 انج) 15705ملم (628 انج) 15730ملم (629 انج) 15755ملم (630 انج) 15780ملم (631 انج) 15805ملم (632 انج) 15830ملم (633 انج) 15855ملم (634 انج) 15880ملم (635 انج) 15905ملم (636 انج) 15930ملم (637 انج) 15955ملم (638 انج) 15980ملم (639 انج) 16005ملم (640 انج) 16030ملم (641 انج) 16055ملم (642 انج) 16080ملم (643 انج) 16105ملم (644 انج) 16130ملم (645 انج) 16155ملم (646 انج) 16180ملم (647 انج) 16205ملم (648 انج) 16230ملم (649 انج) 16255ملم (650 انج) 16280ملم (651 انج) 16305ملم (652 انج) 16330ملم (653 انج) 16355ملم (654 انج) 16380ملم (655 انج) 16405ملم (656 انج) 16430ملم (657 انج) 16455ملم (658 انج) 16480ملم (659 انج) 16505ملم (660 انج) 16530ملم (661 انج) 16555ملم (662 انج) 16580ملم (663 انج) 16605ملم (664 انج) 16630ملم (665 انج) 16655ملم (666 انج) 16680ملم (667 انج) 16705ملم (668 انج) 16730ملم (669 انج) 16755ملم (670 انج) 16780ملم (671 انج) 16805ملم (672 انج) 16830ملم (673 انج) 16855ملم (674 انج) 16880ملم (675 انج) 16905ملم (676 انج) 16930ملم (677 انج) 16955ملم (678 انج) 16980ملم (679 انج) 17005ملم (680 انج) 17030ملم (681 انج) 17055ملم (682



مواصفات الرفرايدر

القاعدة الطويلة للكرسي

ان العجلات الامامية الصغيرة البعيدة عن العجلات الخلفية تجعل الكرسي مختلف عن التصميمات الاخرى مما يساهم كثيرا في استقرارية الكرسي و يجعل مستوى الركبة منخفضا مما يسمح بدخول الكرسي تحت الطاولات والمكاتب .



(Figure 1.3)
وتوفر القاعدة الطويلة للعجلات ما يلي:

منع ميلان الركاب الى الامام عند السير على ارض متعرجة , وان كان هناك صخورا او اوساخ في الطريق .
... سهولة الدفع لان معظم الوزن سيكون على العجلة الخلفية مما يتيح سحباً كبير على الارض الوعرة ومشياً اسهل في خط مستقيم على المنحدرات .

الكرسي قابل للطوي

لماذا نحتاج الى " مسند x " القابل للطي ؟
... عندما يطوى الكرسي يوفر سهولة التخزين او النقل



.... اذا لم يكن بالإمكان وضع الكرسي (تحت او خلف المقعد الخلفي للمخافة الصغيرة VAN او الكبيرة فان ذلك سيكلفك ضعف او ربما ثلاث مرات بقر اجرة النقل العادية .
... يمكن تبديل عرض الكرسي بسهولة باستبدال) مسند x) والفراش بقياس اخر .



(Figure 1.4)

العجلات الخلفية (هوائية)


العجلات الخلفية معدة لتحمل الضغط العالي وهي نفس قياسات عجلات الدراجات الهوائية لذلك يمكن تغييرها الى عجلات خفيفة اذا كنت تعيش داخل المدينة او تستعمل الكرسي داخل البيت فقط.



الشكل 1.5

لماذا نستعمل عجلات خفيفة للتفليغ ؟

- ذلك للمحافظة على سلامة العمود الفقري حيث اذا كانت العجلات غير قابلة للتفليغ ستكون أقل تحملاً للصدمة وترسل الصدمة مباشرة الى العمود الفقري مما يؤدي الى اداء العمود الفقري كلما طالت فترة الاستخدام.
- يمكن تغييرها عند التفت بعجلات دراجة هوائية من نفس القياس.
- لعجلات الموضحة تدوم لفترة أطول من عجلات الكرسي المتحرك الاعيادي وخاصة عند الاستعمال في أماكن وعرة.



(Figure 1.6)

الكابح الموقف

حول دائما استعمال الكابح عندما يكون الكرسي واقفا او عند الانتقال من الكرسي ولا تستعمل الكابح عند محاولة إيقاف الكرسي لان ذلك يستهلك الإطارات. (الشكل 1.7)



(Figure 1.7)

(العجلات الامامية نوعية زمبابوي)

- لماذا الكرسي من نوع زمبابوي ؟
العجلات الامامية هي تصميم جديد لانها توفر قيادة مستقرة في الارض الوعرة ولا تفقد في الاراضي الطينية. تقلل الاحتكاك مع السطوح الملساء مما يسهل الدفع في الاراضي الصلبة. الشكل 1.8




(Figure 1.8)




العجلات الخلفية قابلة لتغيير الموقع

موقع العجلات الخلفية قابل للتغيير لزيادة استقرارية الكرسي وملائمته لمختلف المستخدمين .



(Figure 1.9)

عند تقديم العجلات الى الامام سيكون الكرسي سهل الدفع واخف وزن واسهل في عبور الاراضي الوعرة .
عندما توضع العجلات الخلفية الى الورا فيكون الكرسي أكثر استقراراً وضماناً بعدم السقوط الى الخلف .
ابدا بتغيير موقع العجلات الخلفية لما يلائمك ليجعلك تشعر بالامان عند استخدام الكرسي .



(Figure 1.10)

المقعد
اذا كنت قادراً للأحساس بجلد رديك جزئياً او كلياً , يجب استخدام المقاعد ذات الضغط العالي , اذا لم تستخدم هذا النوع من المقاعد فسيولد لديك نقاط ضغط تؤدي الى قرح جلدية (وستحدث عن هذا الموضوع لاحقاً) .

المقعد المناسب يمكنه ان يوفر لك "جلوس مريح" على الكرسي ويجب ان تتأكد من ارتفاع حامله القدم بحيث تساعد على توزيع وزنك بشكل متساوي .

درجات الميل

صمم الكرسي بزاوية جلوس 12 درجة. الشكل 1.11

- لماذا الكرسي مزود بزاوية جلوس ؟
وذلك ليكون الجلوس طبيعياً ويساعد على استقامة العمود الفقري وكذلك يساعد على عدم السقوط الى الامام.



(Figure 1.11)

يكون متعب عند الجلوس




الكرسي مزود بزاوية جلوس 12 درجة .
يستطيع المستخدم ان ينحني الى الخلف ليرفع الكرسي بصورة اقوى ويجهد أقل ثم يعمل قامته

كرسي مع زاوية جلوس

هناك زاوية انحناء للعجلات الخلفية بحدود 3 درجات وذلك لاسباب التالية:
استقرار اكثر وذلك لان الكرسي من الاسفل يكون اعرض .
الشكل 1.12 .


- سهولة الدفع وذلك لان العجلات متناسبة مع زاوية الاتجاه الطبيعي للإنسان .



(Figure 1.12)

حاملة الاقدام

يمكن تغيير ارتفاع حامله الاقدام حتى تتناسب مع طول قامته الشخص ويمكن ان توضع جانباً لتسهيل الانتقال من و الى الكرسي. الشكل 1.13




(Figure 1.13)



التطويرات

للمستخدمين القصيري القامة

إذا كان الجزء الأعلى من الساق أقل طولاً من 40.7 سم يمكن أن يقصر طول الكرسي عند الطلب من المصنع وذلك بتقصير طول الأتاييب الحاملة للمقعد . ويمكن أن تكون حسب طول الشخص



(Figure 1.14)




(Figure 1.15)


بعض المصانع يمكن أن تغير أتايب الدفع للكرسي أقصر أو أطول .

للمستخدمين طوال القامة

إذا كنت أطول من 1.8 م قد تحتاج إلى بعض التغييرات للكرسي لجعله مناسباً لك . وخاصة عندما تكون قد فقدت الإحساس بجسمك . ولأجل جعل أغلب وزنك محمول على فخذيك وليس على رديك لمنع حصول القرح الجلدية :
1- تغيير حاملات الأقدام إلى ارتفاع مناسب .
2- إضافة مقعد اسفنجي وتطويل مسند الظهر .
3- تغيير موقع العجلات الخلفية حتى تصبح أكثر استقراراً .




(Figure 1.16)



(Figure 1.17)

استعمال الكرسي لمن فقد ساقه أو ساقيه :


إذا كان لديك بترًا لكلا الساقين فالأفضل أن تضع العجلات الخلفية إلى أبعد ما يمكن إلى الخلف لتجنب السقوط .
إذا كانت حاملات الأقدام لتقليل وزن الكرسي إلا إذا كنت تريد استعمالها لتعود إلى الكرسي . الشكل 1.18



(Figure 1.18)

الاحزمة

يمكن إضافة حزام لحفظ الساق من الميلان إلى الخلف . كما يمكن أن تلف الأتايب التي تحمل (قاعدة القدم) بقماش سميك لمنع أذى الساقين . الشكل 1.19



(Figure 1.19)

يمكن إضافة حزام البطن للمساعدة في عدم السقوط من الكرسي .



كن حذراً من الأذى الذي يمكن أن يسببه استعمال الأحزمة . الحصن المنطقة المتصلة بالحزام بشكل دوري .



اعرف قابلياتك وحدودك

الخطوة الأولى في تعلم كيفية استخدام الرفرايدر هو أن تعرف قابلياته وتقييدهات. لتفادي الأذى تحتاج أيضاً لمعرفة قابلياتك الخاصة وتقييدهاتك . هذه المعرفة ستساعدك أن تقرر ما يمكنك أن تفعله لوحدهك ومتى ستحتاج إلى طلب المساعدة .

الحصول على مساعد



اجعل مساعدك
يمسك بشرط
تحت مقبض
الدفع

: جد شخصاً ممن يستطيع المساعدة على منعك من السقوط أو الانقلاب عندما تمارس الركوب على الرفرايدر الجديد . ويوصى بأن يكون مساعدك معك في جميع الأوقات أثناء استعمالك الكرسي . المساعد يجب أن يقف قريباً منك ليتمكن من مسك الكرسي عند الحاجة ويمكنك من السقوط . الطريقة الأكثر أماناً لمنع سقوطك هي أن يمسك مساعدك شريطاً أو حبلًا تحت مقبض الدفع . هذا الترتيب يقلل الأذى على ظهر المساعد عندما يريد إيقاف الكرسي لمنع سقوطك منه .

ارتدي خوذة الأمان :-

إلى أن تصبح خبيراً في استخدام الرفرايدر نوصي بأن تلبس خوذة أمان ، أفضل الخوذ ستحمي الجزء الخلفي لراسك ولا تحد من رؤيتك .



(Figure 2.2)

أقلل عجالات كرسيك

لماذا يجب أن تقلل عجالات كرسيك؟

أقلل عجالات الكرسي يجعلها لا تستطيع التحرك بسهولة . يجعل الأمر أكثر سهولة وأكثر أماناً أقلل عجالات الكرسي يجعلها لا تستطيع التحرك بسهولة . يجعل الأمر أكثر سهولة وأكثر أماناً للوصول والامتداد والانعحاء . تأكد من أن الإطارات متفوخة بالكامل والكابلات معدلة لمسك العجلات بالحكام .



كيف تقلل عجالات كرسيك

اسك عتلة أقلل العجلة للأعلى ثم إلى الخلف (إذا كانت عتلة الأقلل معدلة بشكل صحيح ، ستدفع الكابلات قليلاً " على الإطارات وإذا كانت العجلات مغطاة بشكل صحيح ، سيكون صعب جداً أن لم يكن مستحيلًا تحريك العجلات ، ولفتح العجلات تدفع العتلة قليلاً إلى الخارج ثم إلى الداخل)

تحويل وزنك

من المهم معرفة مدى ما يمكنك أن تميل للامام في كرسيك بدون انقلابه أو السقوط منه . يجب أن تعلم مدى التحريك إلى الأمام بينما تبقى قادراً على العودة إلى هيئة الجلوس . حاول أن تجرب التمارين التالية مع مساعدك ليجنبك السقوط من الكرسي .



(Figure 2.4)

1 الميلان إلى الأمام

2 الميلان إلى الخلف

3 انكأ إلى الجانب

لماذا تميل للامام ؟

الميلان إلى الأمام يمنع انقلابك إلى الخلف : عندما تحاول صعود مرتفع على الأرض أو الارصفة النزول من الارصفة عندما يكون ظهرك مواجه للشارع .



(Figure 2.5)

الشكل 2.5

لماذا تتحني للخلف ؟

الانعحاء إلى الخلف يمنع انقلاب الكرسي أو السقوط منه عند المنحدرات من الأماكن المرتفعة والارصفة والمدرجات وكذلك الانحناء إلى الخلف يفيد في وضع وزن أكثر على عجالات الدفع الخلفية وأقل على العجلات الأمامية والتي تعطي سحب أفضل على الأرض الغير مسطوية . ويمنح الأمر أكثر سهولة للسير مباشرة عند الانحناء الجانبي . الشكل 2.6




الشكل 2.6 يوضح الانحناء الخلف

لماذا نتحني إلى الجانب ؟
الانحناء إلى الجانب يمنحك وكرسيك من الانقلاب إلى الجانب الآخر :

- 1- عندما تمشي عبر منحدر جانبي .
- 2- عند الدوران حول مرتفع من الأرض .

الميل إلى الجانب عند الذهاب عبر تل



(Figure 2.7)



لمساعدتك أن تتعلم السير بمفردك على المنحدرات أن كان سوك إلى الانطلاق أو الاعلى أو الجانب ويدون أن تسقط . فطورك الاستعانة بداية بمن يعاونك ويمنع سقوطك من الكرسي حتى تمتلك خبرة جيدة وتعرف أيضا مستقبلا متى تحتاج إلى المساعدة .

كيف تمنع قرحة الضغط

استعمل مسند تخفيف الضغط . إذا لم يكن لديك إحساس جيد في جلد رديك . يجب أن تستعمل مسند مصنوع من الإسفنج عالي الجودة والمرونة . ويجب تبديل مقعد الإسفنج هذا عندما يبدأ بالتآكل والتلف .
تمارين تخفيف الضغط :-

أرفع جسمك من مقعدك ل 10....60 ثانية على الأقل مرة كل 10 - 20 دقيقة (انظر إلى الصفحات التالية لتعلم تمارين إزالة الضغط) . إذا كان لديك قصور في وريود الدم إلى الساقين أو قلة في الإحساس في جلدكها أو في الجلد الذي يغطي رديك فطورك برفع جسمك من المقعد لمدة أطول وتكرار العملية لمرات أكثر . خاصة إذا كنت قد عانيت من قرح سابقا . وكذلك يجب أن تقلب جسمك من وضع إلى آخر كل ساعتين عندما تكون في الفراش وتتأكد من جفاف جلدك ونظافته . يجب فحص الجلد مرتين في اليوم (صباحا ومساء) . ويمكن استعمال المرأة لثري الأماكن البعيدة عن ناظريرك أو الاستعانة بأحد لمساعدك في فحص جلدك . وتعطي أهمية خاصة للجلد حول التئزات العظمية والتي أصبحت لونها داكنا . تبديل لون الجلد عادة يزول بعد ثلاثين دقيقة من إزالة الضغط عنه . ومن العلامات الأخرى لبءة تكون القرحة هو دفن الجلد في المنطقة أكثر من غير ها وكذلك تصلب تحت الجلد . الغذاء الجيد والمتوازن وشرب كمية جيدة من السوائل تساعد في صحة جلدك .

وإذا لاحظت قرحة في جلدك قد تكونت . فطورك رفع الضغط عنها واستشارة ذوي الخبرة لمعالجتها وبسرعة .



تخفيف الضغط

هذا القسم للمستخدمين الذين :

- 1- ليس لديهم إحساس كامل في أجسامهم .
- 2- أو أن هناك نقص في وصول الدم إلى القسم السفلي من أجسامهم .
- 3- أو سبق أن كان لديه قرحة جلدية نتيجة الضغط على المنطقة .
- 4- أو هناك خفا من تكوين قرحة جديدة .



المرحلة الرابعة لقرحة الضغط

ما أهمية تخفيف الضغط عن منطقة ما ؟
قرحة الضغط يمكن أن تنتج في غضون 20 دقيقة إذا كنت تجلس على سطح غير مرشح . قرح الضغط الجلدية يمكن أن تحصل في أي جزء من الجسم . قرح الضغط الجلدية يمكن أن تؤدي إلى التهابات واختلاطات هي من أكثر الأسباب شيوعا لموت مستعملي كرسي المعوقين حول العالم . العوامل التي تؤدي إلى القرحة الجلدية نتيجة الضغط هي :
1- الضغط ولمدة طويلة الذي يحصل على الجلد المعطى للتواءات العظمية .
2- الاحتكاك الذي يحصل نتيجة الحركة .
3- الحرارة والرطوبة المتولدة في المنطقة المضغوط عليها .
4- إحصائية المنطقة بحدس أو جرح .

الذين لديهم إحساس كامل في أقدامهم وسيقانهم يبدلون وضع جلوسهم بعد فترات قصيرة من الوقت لتتأكد الذي يحصل عند الجلوس في وضع واحد . أما فاقدي إحساس الجلد في هذه المناطق فعليه تبديل وضعه على الكرسي بين الهيئة الأخرى لتجنب الضغط ولمدة طويلة على نفس المكان . عندما يجلس الشخص على الكرسي فإن عظام حوضه تسقط ضغطا على العضلات والأوعية الأخرى الجلد الذي تحته . وحيث أن الجلد يحتاج إلى ورود الدم المستمر إليه فإن أي ضغط كبير سيؤدي إلى حرمان الجلد من كمية كافية من الدم مما يسبب تلف الجلد في هذه المنطقة . وهذه هي الحالة التي سيؤدي إلى القرحة الجلدية والتي ربما تستغرق وقتا طويلا لالتئام . أما إذا املت واختلطت بالتهابات جرثومية واسعة رقعها فاتها ربما تؤدي إلى موت المريض . ولذلك فإن التحوط لمنع تكون القرحة الجلدية هو ذو أهمية كبيرة .



تقنيات تخفيف الضغط

تذكر : حرك جسمك على الأقل كل 10 - 20 دقيقة . كل تغيير يجب أن يدم من 10 - 60 ثانية

ادفع اعلى

إذا عندك قوة جيدة في اذرك . يمكنك أن تدفع إلى اعلى بوضع إيديك على حافات الدفع أو العجلات حتى ترفع رديك قليلا عن المقعد . الشكل 2.8



Figure 2.8

تغيير الوزن إلى الامام

انحني إلى الامام حتى يستند جسمك إلى ركبتيك وبتلك ترفع الضغط عن منطقة رديك . يمكنك أن تحاول وضع أقدامك أيضا على الأرض (أقل كاجات الكرسي أو لا) وتحني أكثر إلى الامام وهذا سيخفف الضغط عن رديك . الشكل 2.9 يوضح ما ورد أعلاه



Figure 2.9a



Figure 2.9b

إذا وجدت أنك عندما تميل للامام لا تستطيع الرجوع إلى وضع الجلوس الطبيعي فيمكنك أن :

- أرفع إلى الخلف وامسك بجزء الكرسي الخلفي بكتفا يدك ثم حاول أن تتحني إلى الامام . الشكل 2.10






Figure 2.10

الميلان إلى الخلف لتخفيف الضغط على الردفين :-
يمكنك تخفيف الضغط على الردفين ان تمكنت من
الانحناء إلى الخلف كما في الرسم .



اقرب وانت على كرسيك من كرسي او مصطبة . اسند
مسندي كرسيك على المصطبة . هذا الوضع سيخفف
الضغط على ردفك . بعدها انحنى اماما واسحب كرسيك
ليعتدل وتكون في وضع الجلوس الطبيعي عليه .



الظهر الطري ويستند الى كرسي

واذا لم تتمكن من فعل ذلك بمفردك فاستعن باحد ليسحب
وكرسيك الى المصطبة او "الاركة"
ثم يعمل كرسيك الى الخلف بحيث تكون مسندي كرسيك
في حضن مساعدك الجالس على "الاركة"
، وكما في الصورة .



و ، وضع يدك على العجلات / الحافات ودفع الهزيل
على كل جانب ، ورفع الأرداف الخاص بقيلة السطح
الأول على جانب واحد ، ومن ثم على الآخرين ، أو ،
الهزيل فقط بغض الإمكان على جانبي الشكل (2.14).




الميلان إلى الخلف لتخفيف الضغط على الردفين :-
يمكنك تخفيف الضغط على الردفين ان تمكنت من
الانحناء إلى الخلف كما في الرسم .



(Figure 2.15)
الميلان إلى
الخلف

اقرب وانت على كرسيك من كرسي او مصطبة . اسند
مسندي كرسيك على المصطبة . هذا الوضع سيخفف
الضغط على ردفك . بعدها انحنى اماما واسحب كرسيك
ليعتدل وتكون في وضع الجلوس الطبيعي عليه .



(Figure 2.16)
الظهر الطري

واذا لم تتمكن من فعل ذلك بمفردك فاستعن باحد ليسحب
وكرسيك الى المصطبة او "الاركة"
ثم يعمل كرسيك الى الخلف بحيث تكون مسندي كرسيك
في حضن مساعدك الجالس على "الاركة"
، وكما في الصورة .



(Figure 2.17,
الظهر الطري ويستند
الى كرسي

حركاتك على الكرسي



يمكنك الحركة على السطح المستوية والمساوئ بدفع الكرسي بواسطة الحافات الدافعة في الكرسي . وان اردت الصعود
الى مرتفعات بسيطة او سطح متعرج يمكنك الاستعانة بالضغط على العجلات (الاطارات) ايضا لتقوية سير
الكرسي .

ولمواصلة السير الى الامام


1. امسك حافات الدفع بناهماك على طول داخل الحافة العليا
من حافة الدفع . واجعل اصابع يدك حول حافة الدفع من
جهتها الخارجية .
2. واذا لا تتمكن من استعمال اصابعك للمساوئ والدفع
فاستعمل مؤخرة كفك لاجاز ذلك . وربما تدفع للأمام
ايضا يساعد على سير كرسيك .
استعمال القفازات يمكن ان تحمي يدك ويحسن قبضتك
كذلك لف قماش او اشرطة مطاطية حول حافة الدفع (push
rim) سيقيي قبضتك مما يساعد على دفع الكرسي .



(Figure 2.19)

الصعود الى مرتفع

لتجنب انزلاقك الى الخلف عند صعود مرتفع . يجب عليك ان
تدول بين يدك . تمسك بواحدة على حافة الدفع وترفع الأخرى
الى الخلف لتدفع دفعه اخرى ليستمر كرسيك بالمشي . عليك
ايضا ان تنحني إلى الامام عند صعود المرتفع .



(Figure 2.20)

حركاتك على الكرسي



العجلات

رفع العجلة الامامية (الصغيرة) عن الارض يساعدك لاختيار عقبات الطريق
كالارصفة والارض المتعرجة وغيرها . في بعض الاحيان الحركات الخاصة
تسهيل لك النزول في المنحدرات . حاول التمرن على ذلك بالمشي على ارض
مساوئ او حصير او بساط . احني جسمك الى الخلف لتمسك بعقبة عجلة الدفع
. اذفع الى الامام بهذا الوضع لاجاز المنحني الى الخلف . استعن بمن
يساعدك ليمنع انحراف الكرسي الى الخلف وكذلك ليضمن على عدم سقوطك
الى الامام . عندما تنزل من (الحركة الخاصة)



(Figure 2.21)

How to wheelie:

Try to practice on soft ground or on a mat or thick rug.

1. Roll backward, then reach back on push rims and
2. Push forward while you lean backward.
3. A helper can keep your chair from tipping backward and also make sure you don't fall forward when you come back down from the wheelie (See Figure 2.22).



(Figure 2.22)

جد نقطة توازنك


عندما تتعلم كيف تؤدي (الحركات الخاصة) حاول ان
تدرب نفسك على موازنة جسمك على العجلة الخلفية فقط
اطلب ممن يساعدك ان يميل الكرسي الى الخلف وينس
الوقت تبقى ماسكا للعجلات في حالة السكون . وبعد ان
تتعود بالوضع المريح في هذا الوضع اطلب ممن
يساعدك ان يدفع الكرسي ليسير الى الامام . وفي هذه
الثناء تحاول انت ان تحكم موازناتك في هذا الوضع .
(الدفع الى الامام سيسميك الى الخلف والذفع الى الخلف
سيجعلك الى الامام) .. ولما قو موازنه في الرسم



(Figure 2.23)


الارصفة

إذا كانت لديك سيطرة جيدة على جذع جسمك فإن الرفرايدر يمكنك من النزول من رصيف علوه 18 سم إلى الشارع . ولقيام بذلك انحنى ظهرك إلى الخلف بقر استطاعتك . ثم ارسل كرسيك نحو الشارع بميل وليمسك بك أحد لمنع سقوطك . يمكن التحكم بسرعة النزول بمسك حافة عجلة الدفع .




(Figure 2.24)

صعود الارصفة الواطنة : -
إن كانت لديك سيطرة جيدة على جذع جسمك ويمكنك أداء حركات خاصة ، فيمكنك صعود رصيف واطن . ولتعلم ذلك ، ضع العجلات الامامية على حافة الرصيف ومن ثم ارفعها فوق الرصيف ثم دحرجها إلى الامام . والان أصبحت العجلات فوق الرصيف ، والان امسك بحافة عجلة الدفع من الخلف . انحنى إلى الامام وإدفع بعجلة الدفع إلى أن تصبح فوق الرصيف .



(Figure 2.25)



(Figure 2.26)

حاول أن تسك بمسد أو أي شيء لتسهيل الصعود على الارصفة و كما هو موضح في الرسم

كيف تتعامل لمنع الإصابة إذا سقطت إلى الامام .
1- انحنى إلى الامام .
2- ضع حذرك على صدرك .
3- لف يديك حول راسك لحماية من الارتطام على الارض .



(Figure 2.29)

ولقاءة الإصابة إذا سقطت جانباً :
1- انحنى إلى عكس جهة سقوطك .
2- امسك بأعلى الكرسي لتبقى رديك على الكرسي . لعل ذلك يمنع ارتطام عظام حوضك على الارض .
3- مد ساعدك أو كتفك (وليس راسك) على الارض لامتصاص الصدمة .



(Figure 2.30)

ماذا يجب أن تفعل بعد سقوطك ؟

1- تأكد أنك لم تصاب .
2- تأكد من أن أجزاء الرفرايدر المتحركة هي في محلها ولا شيء قد كسر منها .
3- ضع الكرسي في وضع آمن وعلى جهة من المنحدر (إن كنت قرب مرتفع على الارض) ثم اقل العجلات قبل ركوبك الكرسي .



الصعود إلى ارضة أعلى أثناء السير : - استعمال نفس الخطوات التي تكررت سابقاً في صعود ارضة واطنة ، يمكنك صعود رصيف أعلى وذلك بزيادة سرعة حركة الكرسي ..



(Figure 2.27)

ممارسة صعود الارصفة أثناء السير :-

- 1- ارسم خطاً على الارض .
- 2- قلب خلف هذا الخط نحو ال متر .
- 3- تقدم بكرسيك نحو الخط وارفع عجلات الكرسي الامامية قبل أن تمس الخط .
- 4- وعندما تحسن هذه العملية ، فيمكنك عمل نفس الشيء على الارصفة الواطنة (حوالي 7 سم) .
- 5- إذا لم تكن حذراً فربما سترطم حاملة اقدامك أو عجلات الكرسي الامامية لعدة مرات .
- 6- يمكنك يمكن أن تسقط من الكرسي إلى الامام إن لم تكن حذراً جداً .

الانحراف والسقوط

الانحراف والسقوط : - مارس السقوط من الكرسي عندما يكون قريباً منك من مساعدك . لتتعلم كيف تحمي نفسك ان تعرضت للسقوط (لا سماح الله) . تمرن على هذه الممارسة على ارض لينة كالارض الرملية أو المكموسة بالعشب أو على حصير أو بساط سميك . وإذا صانف أن انحرفت وتعرضت للسقوط وفي أي اتجاه كان فلا تبسط يديك إلى الخارج لأن ذلك ربما يؤدي إلى كسر في الكف أو الرسغ .



(Figure 2.28)

الانتقال من الرفرايدر واليه

تمرن على ركوب الكرسي والنزول منه لتكتشف الطريقة المثلى لانجاز ذلك . في اثناء ملاحظات ربما تفيدك ، يجب أن يكون فريقك من مساعدك أن احتجت لذلك ، كما يجب أن تمرن على ارض ناعمة لنلا تصاب لو وقعت ارضاً .

الاساسيات

- من المستحسن (ولاعلى الناس) أن يكون الكرسي على 90 درجة من المكان الذي ستنتقل إليه .
2- اقل عجلات الكرسي قبل أن تهم بالانتقال إلى مكان اخر (كرسي عادي مثلاً) . وذلك لمنع كرسبك من الحركة أثناء انتقالك لتفادي سقوطك ارضاً .
3- وإذا كان سافك سليمين ويمكنهما حمل بعض وزنك ، أو كان هناك من يساعد فاطوي حاملي القدمين ليستقيم طريقك ، وإذا لم تتمكن من استعمال سابقك فترك حاملي قدميك في وضعهما الاعيادي لتسند عليهما قدميك أثناء الانتقال من كرسبك إلى مكان اخر .




(Figure 2.31)

90 درجة

الانتقال من الرفر ايدر الى مكان اخر

- 1- قرر اين تريد سيقانك ان تكون .
- 2- اذا كان ساقيك يمكن ان تحمل جزءا من وزنك , فربما الاحسن ان تقيهما الى الامام وتحثك لتتمكن من الوقوف والاتجاه الى المكان الذي تريد .

حرك القدم اولاً
وإذا لأممكنك حمل بعض وزنك على ساقيك , فمن الافضل ان تحركهما الى امام وبتلك تتجنب جرحهما



ادفع جسمك الى الاعلى

ادفع جسمك الى الاعلى بعد ان تسند يديك او ذراعيك على اطار العجلة لترفع رديك الى اعلى ثم حرك جسمك الى الامام لتصل الى حافة المقعد .



ضع اليدين على الحافات

ضع احدى يديك على الحافة الاخرى من المكان الذي تنوي الانتقال اليه (كرسي مثلاً) واسند اليد الاخرى على الكرسي الذي تغادره .



(Figure 2.33d) كذا اليدين تستعمل للتحميل

استعمل كلتا يديك لرفع جسمك للانتقال من كرسيك الى المكان الاخر .



(Figure 2.33e) نظم جلوسك في المحل الجديد مريحاً

اذا لم يكن وضع جلوسك في المحل الجديد مريحاً فحرك نفسك الى الوضع الافضل .



الانتقال الى الرفر ايدر



1. عدل سيقانك

2. رتب يديك

3. انخلي الى الامام وارفع جسمك الى الاعلى وانتقل

4. اعد نفسك

الانتقال من الرفر ايدر الى الارض :-

يكون انتقالك من الارض الى كرسيك او بالعكس اسهل عندما يتوفر لك متكا غير كرسيك ككرسي او مصطبة او سرير . تأكد من قفل العجلات

(Figure 2.33a) هيئ نفسك



- هيئ نفسك
قرب كرسيك من ما ستتكا عليه (كرسي مثلاً) واترك مسافة كافية
لاحتواء جسمك بين كرسيك والمتكا . ضع احدى يديك على المتكا والاخرى على مقعد الرفر ايدر . او عجلته الكبيرة لتدفعها وترفع جسمك . كما هو موضح في الشكل

(Figure 2.33b) ادفع نفسك الى الاعلى والى الامام



- ادفع نفسك الى الاعلى والى الامام
ادفع جسمك الى الاعلى بواسطة يديك لترفع رديك من مقعد كرسيك الى حافة المقعد . كما هو موضح في الشكل

(Figure 2.33c) نزل نفسك



3- نزل نفسك
استمر بحمل جسمك على يديك حتى تنزله لتضعه على حاملة القدمين . كما هو موضح في الشكل

(Figure 2.33d) انزل الى الارض



انزل الى الارض . كما هو موضح في الشكل

الانتقال من الارض الى الرفر ايدر

(Figure 2.34a) تهيئ



- اقلل عجلات الكرسي وضعه قرب ما ستتكا عليه بحيث تبقى فمسحة لجسمك بين الرفر ايدر والمتكى .

(Figure 2.34b) حاملة القدمين



اخلي جسمك الى الامام وارفع رديك الى الاعلى اما بارتكازك على مقعد كرسيك (كما في الصورة) او اي جزء اخر من الكرسي وانزل تدريجياً حتى يستقر جسمك على حاملة القدمين

(Figure 2.34c) ادفع جسمك الى الاعلى



انخلي الى الامام واتكى بيديك على كرسيك والمتكى القريب منك لترفع جسمك الى مقعد كرسيك .

(Figure 2.34d) ادفع جسمك الى الاعلى



ادفع جسمك الى الاعلى

(Figure 2.34e) عدل وضع جلوسك




عدل وضع جلوسك

نقل الرفر ايدر



طبي الرفر ايدر



(Figure 2.35a)


اطوي حاملة القدمين على الحافتين الجانبيتين للكرسي.

- اسحب على نسيج المقعد الى الاعلى حتى تتطابق جوانب الكرسي سوية .



(Figure 2.35b)

بعد طبي جانبي الكرسي على بعضهما بنصح بربط الكرسي بحبل او شريط قماش حمل . او مطاط ليبقى الكرسي مطوياً مما يسهل حمله .



(Figure 2.35c)



كيف تستعمل الحافلة

نوع الحافلة سيحدد كيفية ركوبك فيها . اركوب الحافلة اطلب من شخصين أو أكثر ليمسكوك مع كرسيك إلى داخل الحافلة . وإذا تمكنت بمفردك فامسح نفسك إلى سلم الحافلة . وكرسيك يوضع في مؤخرة الحافلة أو على سطحها . وإذا ركبت الحافلة وأنت على كرسيك فمن الأفضل أن تجلس على معد الحافلة لأن ذلك أكثر أماناً . احتفظ بمعد كرسيك دائماً لتلا نفعه .

راكبة كرسى المعوقين في تيكارغوا يحصل عادة على ثلاث مساعدتين لحملها وكرسيها ووضعها في مؤخرة الحافلة . يجب عليها أن تخبر من يحملها من أي جزء من الكرسى يجب أن يحملها - الاحسن طبعاً في مفاصل الدفع والاطارات الجانبية وليس من العجلة الخلفية لأن ذلك سيقللها ويصدمم راسها على الأرض .



يمتلك راكبو كرسى المعوقين الحق دائماً لاستعمال النقل العام كما أن تحمل مسؤولية المساعدة يجعل وسائل النقل العام أكثر ملائمة . كلما استعملنا وسائل النقل العام أكثر _ مع الأفرار بالمصاعب _ أدركنا أن هذه الوسائل هي الأكثر ملائمة لنا .

إن حافلات النقل العام هي الأكثر ملائمة . للمعلومات اتصل ب : تبادل الاتصال الدولي
www.globalride-SF.org
 san pable ave 112
 San Francisco ,CA 94127-1536
 USA
 tel. 001-415-661-6355



الصيانة والتوصيل

فوائد الصيانة الروتينية :-

- 1- تمنع العطلات والاستهلاك السريع للكرسي ، مما يتيح استعماله لمدة أطول وتكلفة أقل لتصليحه .
- 2- تمنع إصابة عضلاتك أو ثقلها والتي يمكن أن تحصل بسبب عطل مفاجئ للكرسي .
- 3- تجعل كرسيك مريحاً أكثر وأسهل للاستعمال .

..... بعض طرق الصيانة والتصليح الاساسية ستذكر في هذا الفصل مما يساعد على بقاء كرسيك بحالة جيدة ولاطول مدة .

..... يمكن لميكانيكي الدراجات الهوائية ان يفيدك في تصليح وإدانة كرسيك ، لذلك فمن المفيد ان تعرف احد هؤلاء ممن هو قريب من محل إقامتك . ومن الأفضل ان تشرح للميكانيكي الذي ستستعين به بعض خصائص الكرسى وطريقة استعماله ، وإطلاعه على دليل الكرسى (الذي بين أجزائه وطرق استعماله) .

..... وبعد قراءة هذا الكراس (الدليل) يمكنك مناقشة أي نقطة غامضة مع المصنوع والموزع للرفرأيدر . وكذلك مع أي شخص يستخدم نفس النوع وله خبرة باستعمال هذا النوع من الرفرأيدر . وعلى هؤلاء ان يعلّموك كيف تصليح وتديم كرسيك .

وفي الحالات الطارئة يمكنك :-



لو كان قد فقد إطاراً أو كان الإطار (غير منفوخ) في هذه الحالة يجب ان تميل جسمك إلى جهة الكرسى الموجود فيها (الأطراف المنفوخ) ولو أن هذه الحالة ستسبب تلف حافة العجلة .



Fig. 3.2

Fig. 3.1

من المفيد ان يكون معك مجموعة أدوات تصليح قفب الاطراف ومفاح (دراجتوآنية) لحالات الطوارئ إضافة إلى عدة للصيانة (مفك براغي ومفاح صامولات) .
 مفيد أيضاً ان تحتفظ في بيك بأدوات احتياطية كالمساند والانيبيب والصمولات والبراغي الخ . وبعض أدوات التصليح كمفتاح الصمولات ومطرقة صغيرة وسكين الخ .



جدول الصيانة

الصيانة الروتينية تساعد في تقليل العطلات وتلف الكرسى مما يتيح استعمالاً أطول للكرسي . فيما يلي جدولاً بقرات عمل الصيانة الاساسية للكرسي . وللصيانة التفصيلية يمكنك الرجوع إلى الشروح المفصلة

الوصف الكامل على صفحة	ماذا تفعل	الوصف التاميل على صفحة
اسبوعياً		
صفحة 35	تأكد من النظافة والعطب في الجزء الاسفنجي والهيكل ، نظفها اذا اقضى الامر لاحظ صحة جلدك يومياً	المقعد
صفحة 48	تأكد من ضغط الاطراف . اصف هواء له اذا كان ناقصاً	ضغط الاطراف
شهرياً		
صفحة 38	ادهن الحاملات والمفاصل في العجلة الصغيرة واعندتها والمجلات الخلفية (تحري عن الدهن الاضلل)	الحاملات
صفحة 42	تأكد من عدم وجود ضرر او وسخ او تلف نظفها او ابدله عند الحاجة كل شهرين	الفرش
كل شهرين		
صفحة 47	زيت اقبال العجلات	
صفحة 44	وضبها في المكان الصحيح ، زيت الاجزاء المتحركة ، احكم الصمولات ، بين شهر . وآخر او عندما تحصل رخاوة في تثبيت الكرسى او عندما يصبح للقل صعباً	اقبال العجلات
صفحة 45	تأكد ان اسلاك العجلات تعمل بصورة جيدة ، لاحظ هل هناك كسر او رخاوة او عندما ترتع العجلات أثناء الدوران	اسلاك العجلات
صفحة 50 - 51	نظف وزيت واحص كرسيك لاكتشاف أي ضرر فيه كل 2-3 اشهر اذا كنت تستعمله في أماكن متعرجة ووسخة . اما في الأماكن المبلطة فتحتاج للفحص كرسيك 3-2 سنوياً	التنظيف والفحص الدوري
صفحة 52	احكم الصمولات والسنة النقل أثناء التنظيف والفحص الدوري	الاصولات والاسنة
3-2 مرة سنوياً		
صفحة 47	زيت محور حاملة القدمين ومحور طي الكرسى والسنة الاقبال الخ	
صفحة 39	نظف الحوامل وارجمها بعد وضع الشحم " عليها ، وان كنت تظن في أماكن وعرة وفروية فيجب عمل ذلك 3 مرات في السنة	الحوامل



المقعد

المقعد يحمي جلدك من قرح الضغط الجلدية ومن المهم إبقائه نظيف وجاف ليديم أطول . مقعد كرسيك ان ينوم بقدر كرسيك . يجب ان تستبدل مقعدك كل سنة او حسب الحاجة . الوسخ والرطوبة الملامسة لجلدك يمكن ان تسبب قرح الضغط الجلدية . اذا لاحظت مشاكل في جلدك ففعلك بالتأكيد من حالة ونظافة مقعدك . الجزء الاسفنجي من مقعد كرسيك ستضعف بالتعرض إلى السوائل ونور الشمس . نهرو اسفنج المقعد سيكون مناطق صلبة منه وهذه بنورها يمكن ان تؤدي إلى قرح في جلدك . وعليه فواجبك ان يقيي مقعدك جافاً ولا يتعرض إلى اشعة الشمس .

إدانة مقعد كرسيك :-

افحص مقعد كرسيك للتأكد من عدم وجود اجزاء متهورة . او تقرب في الاسفنج او غطائه . وان يكون نظيفاً دائماً . كما هو موضح في الرسم



(Fig. 3.3)

كيف تفحص مقعد كرسيك ؟
 اخلع غطاء المقعد وافحص الجزء الاسفنجي من الاعلى والاسفل . يجب ان يكون قوياً وغير مفتت او متغير اللون ، و يجب ان يعود الاسفنج إلى وضعه الاصلي بعد رفع الضغط عنه .



(Fig. 3.4)

عند الضرورة
 اخلع الغطاء واغسله بالصابون والماء . جففه كلياً قبل إرجاعه إلى محله . اغسل جزء الاسفنج العلوي بقليل من الصابون والماء اذا كان لذلك ضرورة . وتأكد من ازالة أي اثر للصابون فيه ثم تجفيفه وقلل تغطيته بغطائه .



(Fig. 3.5)



(Fig. 3.6)

صلح أو استبدل مقعد كرسيك
يجب ان تستبدل مقعد كرسيك كل سنة أو حسب الحاجة . إذا تبين ان
الجزء العلوي من اسفنج المقعد قد تهرأ أو تبدل شكله أو قلت
مطاطيته فيجب تبديله من نفس نوعه . وإذا اعتني بالمقعد فإن
طبقة السفلية ستدوم أكثر من العلوية



مقارنة بالمقعد الجديد
يمكن ملاحظة الضرر الحاصل للمقعد حين مقارنته
مع المقعد الجديد
(Figure 3.7)

غطاء المقعد يمكن ان يرفع ان لم يكن ذلك سيسبب ضغطاً او ضرراً لجلد مستعمله .
احذر ان لا تكون حافة الرقعة المستعملة في أماكن من الردين والتي هي تحت الضغط اصلاً .

الحاملات

ادامة الحاملات يجعلها تدوم أكثر وكرسيك يتحرك بصورة اسهل .


كيف تجعل حاملات الكرسي الجديدة تدوم اطول ؟

ضع كمية كبيرة من الشحم على الكريات الموجودة
في الحامل ، انظر القسم بكيفية عمل ذلك .



(Fig 3.8)

ركب الحوامل في رابطة فولانية لمنع الغبار
والوسخ من الدخول الى داخل الحامل .



(Fig 3.9)



الزيت الاحسن هو الزيت الاثقل وزناً (90_ 140) ، زيت مغبر السرعة في السيارات ، والزيت
الثاني في الجودة هو وزن (20) وهو زيت المحركات الكهربائية .

لا تستعمل :-

- 1- زيت ماكينة لآلة لأن المنظف الموجود في زيت الماكينة سيختلط بالماء .
- 2- لا تستعمل الزيوت النافذة التي تستعمل عادة في البيت مثل (WD 40) حيث هذه الزيوت النافذة يمكن ان تخرب
منايعات تسرب الشحوم . وان اهتمت التشحيم فإن هذه الحوامل ستدوم اسرع . الزيوت النافذة تستعمل
لتنظيف فقط . بعد تنظيف الحوامل املاها بالشحم (كريس grease) .
- 3- الزيوت الخفيفة المستعملة لماكينة الخياطة والزيوت التي تستعمل في البيوت لا تصلح لتزيت حاملات الكرسي .

الصيانة والتصليح - مهارات الركوب الاساسية

تحتاج الحاملات للصيانة الاساسية كل شهر او عندما تحس تباطؤاً وصعوبة في الحركة .
زيت المجلنات الامامية والخلفية في مناطق التزيت . وكما في الصورة ادناه .



(Fig. 3.10)



(Fig. 3.11)




(Fig. 3.12)



الشحوم التي يتصح بها لادامة الحاملات :-

من الشحوم المفضلة هو الشحم المقاوم للماء والذي يستعمل في حاملات قاطرات
الزوارق ، الشحوم التي تستعمل في حوامل السيارات جيدة ولكنها لا تقوم
الماء .

الصيانة الشاملة لمحور العجلة الخلفية وحاملات العجلة الامامية :-



(Figure 3.13)



(Figure 3.14)

- 1- لفعل الحاملات من محور العجلة الخلفية افصل الاطار عن الكرسي واخلع مزلاج (برغي) المحور .
- 2- ارجع مزلاج المحور في زاوية بحيث يكون راس المزلاج ملاصقاً للجهة الداخلية من الحامل السفلي . اطرق بنهوء
على راس المحور الاخر مما سيخرج "الكريات " الى خارج الحاملة . اطرق على الجهة الاخرى لفعل الكريات بنفس
الطريقة . استعمل نفس الطريقة لإخراج الكريات من مكانها في العجلة الامامية . وإذا صادفت صعوبة في اخراج (
الكريات) فزيتها ليسهل اخراجها بعد ذلك ارفع سداد الاحكام (seal) .
- 3- نظف كل الاجزاء باستعمال النفط الابيض وفرشة اسنان .
- 4- افرك الاجزاء لتجف ثم املاها بالشحم وضعا في محلها .
- 5- ارجع سداد الاحكام seal الى مكانه .



(Figure 3.15)





(Figure 3.16)




(Figure 3.17)

الصيانة الشاملة لحاملات العجلة الامامية -

تعمل الصيانة مرتين الى ثلاث مرات سنويا في الاجواء القاسية ومرة واحدة سنويا في الاجواء الاعتيادية .



- اذا كانت هناك تشققات في مجمع (fork) العجلة الامامية ، فاخلع العجلة من " المجمع " بعد فتح الصامولات جزئيا حتى تتخلع العجلة .
- لفتح الحاملات (Bearings) افتح المخاريط الى الخارج الى ان تسقط الكريات.
- نظف كل الاجزاء بالنفط الابيض .
- اتركها لتجف ، ثم ارجع الكريات الى محلها وضع كمية كبيرة من الشحم (grease) حول الكريات
- مما سيسهل رجوعها الى محلها .



(Figure 3.22)

تصليح او استبدال الحاملات -

اذا تبين ان الحاملات لازالت لا تعمل بصورة جيدة وحتى بعد التنظيف والتشحيم ، فعليك تبديل الكريات او الحاملة بكاملها .
واذا وجدت ان الحاملات في محور العجلات الخلفية ومحور العجلات الامامية لا تعمل بصورة مرضية بعد التنظيف فعليك تبديل الحاملة بكاملها



(Figure 3.23)

حاملات العجلات الامامية (حاملات دراجة هوائية)
بدل الكريات اذا كانت مكسورة او مشققة . واذا كان عمل الاطار لا زال غير مرض احصن العطاء والمخاريط لنفي وجود ضرر فيها . واذا وجدت ان سطوح الكريات قد اخشوشنت فيجب استبدالها بجديدة . واذا لم تتمكن من عمل ذلك فاستعن بميكانيكي الدراجات الهوائية .

فراش الكرسي



فراش الكرسي المتهرى بصورة غير متساوية يمكن ان يشكل خطورة للاسباب التالية :-

- 1- يسبب مناطق ضغط غير متساوية على اردافك او ساقيك .
- 2- يمكن ان يجبرك على الجلوس في وضع غير مريح .
- 3- يمكن ان ينشأ بصورة مفاجئة ويسبب سقوطك من الكرسي .
- 4- ملاحظة فراش كرسك دوريا سيتيح لك ان تعرف متى يجب تبديله وفي كل الاحوال فان فراش الكرسي لن يدوم بطول عمر الكرسي نفسه لذلك يجب تبديله كلما اقتضى الامر ذلك .
تأكد من ان المزاليج والبراغي في محلها . بدل اي مزلاج او برغي مفقود ، وذلك يساعد على ديمومة فراش كرسك لمدة اطول ، ويمنع اي ضرر عليك يمكن ان يسببه زياة فراش الكرسي .
- 5- من المهم ان تحافظ على نظافة وجفاف فراش الكرسي ، لان اي رطوبة او تراب او وحل ... الخ سيسبب تهرو فراش الكرسي بسرعة .

صيانة فراش الكرسي :-

- 1- احصن الفراش كل شهر وتلك من عدم وجود شقوق ، تهرو ، وساخة او اي مادة صلبة مفروزة فيه والتي يمكن ان تؤذيك .
- 2- يمكن ان تنظف الفراش بعد نزع من الكرسي وغسله بالماء والصابون ، ثم اتركه ليجف جيدا قبل ان ترجعه الى محله . يمكن ان تنظف الفراش بدون خلع من الكرسي ، واحذر ان لا تدع رطوبة على البراغي واي جزء متحرك من الكرسي .



(Figure 3.24)

تصليح او تبديل فراش الكرسي :-

تعدد الفراش :- عند فتح الكرسي يجب ان يكون الفراش منشدا ، وبما ان نسج الفراش يمكن ان يتمدد بمرور الزمن فان مقعد الكرسي يمكن ان يتسع ، لا يجب ان يكون هذا الاتساع اكثر مما يجب . اما اذا اتسع الفراش كثيرا فيسبب ذلك جدا اكثر في دفع كرسك ، حيث يجب ان تدفع كرسك اكثر من الاعتيادي لتتمكن بحافة الدفع ؟ واذا تمدد مقعد كرسك الى اكثر من (40 ملم) والمعاادل ل (1.6 ايج) اكثر من سعته الطبيعية فعليك تصغيره وذلك بخياطته (درزة) عند حوافه . ولمعرفة مدى تمدد الفراش ، فعليك ان تقيس عرض الفراش وارتفاعه (سمكه) عند تسلم الكرسي . واذا فشلت في تصغير فراش الكرسي فعليك ان تستبدله .

التقرب في الفراش :-

تجنب ركوب كرسي في فراشه (مقعد) تقرب او شقوق لان ذلك يمكن ان يجعل جلوسك عليه غير مريح وربما يزيد من الضغط على رديك . لذلك يجب ان ترفع هذه التقرب بنفس المادة الاصلية او ربما تحتاج الى تبديل المقعد بواحد جديد .



أقفال العجلات

إذا كان هناك رخاوة في الأقفال أو غير موضوعة بشكل صحيح فيمكن أن لا يكون قفل العجلات محكما مما يسبب سقوطك أثناء الركوب أو التزول من الكرسي مما يمكن أن يسبب جروحا لك أو ضررا للكرسي.

إدامة أقفال العجلات




(Figure 3.25)

إذا كان القفل محكما فلا يمكن تحريك العجلات .
تأكد من أن الأقفال موضوعة بشكل صحيح بحيث أنها ضاغطة على الإطار حوالي نصف سنتيمتر .
تأكد من أن الصامولات والمزالج في أماكنها ومشدودة بصورة محكمة .
تأكد من ضغط الإطار لأن انخفاض ضغط الإطار يمكن أن يسبب عدم كفاءة الكوابح .

والصبيط أقفال العجلات :-
- تأكد من أن ضغط الإطارات جيد قبل تنظيم الأقفال .
- بارخي المزالج الذي يثبت الملزم حول انبوب الإطار (الهيكل)
الحائبي للكرسي :
-حرك قفل العجلة الى الموضع الجيد ثم شد الملزم .

إذا كانت أقفال العجلة صعبة التحريك وضاغطة على الإطار أكثر مما يجب . فيعني ذلك أن الأقفال قريبة من الإطار بأكثر مما يجب .
وعليه حرك الأقفال بعيدا عن مركز العجلة .



(Figure 3.26)

استبدال الاسلاك التالفة



(Figure 3.28)



(Figure 3.29)



(Figure 3.30)

- اخلع الإطار والانوية .

- 2- اخلع السلك المكسور وضع محله سلكا جديدا بنفس وضع السلك المكسور تماما وثبته من الجهتين .
- 3- إذا لم يتيسر لديك سلك بنفس طول اسلاك عجلتك فيمكن قطع الجزء الزائد واستعماله بنفس الطريقة اعلاه .
- 4- شد على السلك الجديد للحد المعقول واضبط بقية الاسلاك المحيطة به إذا كانت هناك حاجة مما سيحافظ على استقامة العجلة .
- 5-ميكانيكي الدراجات الهوائية يمكن أن يساعدك ان احتجت لذلك .



اسلاك العجلة الخلفية

اسلاك العجلة المرتخية أو المكسورة يمكن أن تؤدي إلى اعوجاج حافة العجلة .
ارتداء بعض الاسلاك ربما لا يسبب صعوبة في ركوب الكرسي ، لكنها يمكن أن تسبب اعوجاج العجلة عند الصعود إلى رصيف الشارع أو أي مرتفع في الأرض ، كذلك فإن ارتداء الاسلاك يسبب سهولة تكسر اسلاك اخرى بسبب زيادة الشد عليها .

إدامة اسلاك العجلة :-

- 1- لإجل أن تفحص الاسلاك اضغط بإصابعك على كل سلكين .
- 2-عندما تجد أي رخاوة في سلك فيجب الشد عليه في محل التقاءه بحافة العجلة الداخلية وبواسطة (مفتاح خاص) بهذا العمل .
- 3- وإن وجدت سلكا مشدودا أكثر من الطبيعي عليك إرخاؤه .
وطريقة أخرى لفحص الاسلاك هي أن تجر على كل سلك بالظفر وتتركه (وكما يعزف بالة العود) وتصغي إلى الصوت الحاصل من هذه الحركة . فإذا كان الصوت يسمع واطنا (تو تردد قليل) في سلك ما قياسا بالاسلاك الأخرى فيجب شد هذا السلك . وإذا كان عالي الرنين فيجب إرخاء هذا السلك .
ولفحص استقامة العجلة :-

أرفع العجلة من الأرض وامسكها بيدك ثم دورها بسرعة وانظر إليها من جهة واحدة ، يجب أن تدور العجلة بحرية ويسر وبدون ارتجاج .

وإذا كانت حافة العجلة ملتوية وترتج لجهة من العجلة فليكن شد الاسلاك في الجهة المقابلة لاعوجاج حافة العجلة لتعديلها والتخلص من هذه الظاهرة . وإذا احتجت للمساعدة فادعو ميكانيكي دراجات ليساعدك في عملها .

وللتأكد من أن المحور الخلفي محكم الوضع في محله ، فدفع بحافة العجلة إلى الجوانب ولاحظ أن العجلة لا يجب أن تتذبذب (ترتج) حول المحور . العجلة لا يجب أن تمس الانابيب الخلفية أو تمس ثيابك .
وإذا كان هناك أي ارتجاج للعجلة حول محورها فيجب شد الصامولات في المحور الخلفي إلى الحد الذي يسمح للعجلة بالدوران بحرية كاملة .

يمكنك أيضا فحص استقامة العجلة ولنت على راكب على الكرسي بالبحرالى إلى جهة لاخذ وزنك عن العجلة التي تريد فحصها فترفعها عن الأرض ثم تدورها بسرعة .



(Figure 3.27)



(Figure 3.28)



ترتيب الكرسي

إدامة ترتيب مفصلات كرسيك تجعل حركة أجزاءه سهلة وكفوءة ، استعمال زينا قليلا أو متوسط القتل . لا تستعمل الزيوت النفذة والعاثية كه (wd40) حيث هذه يمكن أن تهرش محركات التد وتتيب الشحوم . عدم تشحيم المحاملات بقصر من عمرها ، والزيوت النفذة العاثية تصلح للتنظيف فقط . وبعد تنظيف المحاملات املاها بالشحم وارجمها إلى محلها . استعمال زيت لكل الأجزاء المشار إليها بصورة فقرة فقرة حتى تشبع المكان وينتشر الجزء المزيت بسهولة .



محور مركزي ومحور للطي



انابيب قاعدة القدم



قفل الكرسي



انابيب مقعد وإطار جانبي



اسلاك الإطارات



حاملات العجلة الخلفية
عندما يكون الكرسي مطويا امسح بشفط
بين انابيب المقعد والعجلة الجانبية الششم
يسهل طي الكرسي ويمنع اسلخ الصمغ
ضع فطرة دهن مسفيرة في الجهة التي
تدخل في الإطار

(Figure 3.31)



الاطارات




(Figure 3.32)

- فوات المحافظة على ضغط الاطار الصحيح :-
- 1-إطالة عمر الاطار يوفر لك المال .
 - 2-يقلل مقاومة الاحتكاك وهذا يوفر طاقة .
 - 3-يبيّن اقبال الاطار تعمل بصورة جيدة .

لفحص ضغط الاطار اضغط باصبعك عليه وبالكاد سينخفض المكان الذي ضغطت عليه حوالي 5 ملم ، هذا يدل على ان ضغط الاطار جيد .

يختلف ضغط الاطار الجيد باختلاف الظروف .
ضغط الاطار العالي يمكن الكرسي من السير بسرعة ، ولكنه أقل راحة لراكبه ، كما ان دفعه صعب في الاماكن الوعرة ، ويمكن ان ينزلق في الارض الرطبة .
وضغط الاطار الواطئ نسبيا يكون أكثر راحة للراكب في ارض وعرة ، ولكنه أكثر عرضة لفقدن ضغطه . وهذا يسبب جيذا اضافيا على ساعدك وكفيك .
اما اذا كان الضغط غير متساو في الاطارين فان كرسيك سينحرف الى الجهة الأقل ضغطا .

صندوق عدة لتصليح الاطار



- منفاخ
لصاق مطاطي لرفع الاطار
ورق صقل
قطع للترقيع
قوة السهم الاختبارية_ نوع معني بالمنفاخ الداخلي

دهن كل جزء على حدة حتى تتم التجربة



تنظيف الرفرايدر

إبقاء الكرسي نظيف وجاف يساعد على منع الأجزاء المعدنية من الصدأ والفرائش من التعفن . والتنظيف يمنع الضرر الحاصل من الأوساخ والرمال التي تلتصق على أجزاء الكرسي المتحركة .

إبقاء الكرسي نظيف وجاف يساعد على منع الأجزاء المعدنية من الصدأ والفرائش من التعفن . والتنظيف يمنع الضرر الحاصل من الأوساخ والرمال التي تلتصق على أجزاء الكرسي المتحركة .



(Figure 3.39)

نظف هيكل وفراش الكرسي كلما استوجب ذلك ، استعمال الماء قليلا من الصابون . تأكد من الشطف والتجفيف ، وبصورة خاصة الأجزاء المتحركة كمحور العجلة الخلفية والمحاور الأخرى المتحركة أثناء طي الكرسي .

وكذلك مكان اتصال الفراش بالهيكل ، هذه الأجزاء هي التي تتضرر أكثر بالأوساخ .



(Figure 3.40)

تصليح او تبديل الاطارات والانابيب

عندما يتلف جزء الاطار الملاصق للارض ، او ان الاطار تشقق او ترقق (اصبح ممسحا) فالأفضل هو تبديله . واما اذا كان الاطار بحالة جيدة والانابيب فقط يحتاج لتصليح



(Figure 3.33)



(Figure 3.33b)



(Figure 3.33c)



(Figure 3.34)

اخلع الاطار من مكانه بركة مستعينا بيده ملعقة او " مفك " مسطح .. اسحب الانبوب خارج الاطار .
2- تفحص باطن الاطار لمالك تجد سبب انتفاخ الانبوب والذي عادة يكون جسما حادا كقطعة زجاج ، مسمار " برغي " الخ ، طبعا تزيل مسبب النقب . حاول ان تجد النقب في الانبوب بنفخه وملاحظة خروج الهواء من النقب عندما يكون الانبوب داخل اناء الماء . وطريقة اخرى لايجاد النقب هو ان تمسح الانبوب بالماء والصابون وتلاحظ فقاعات الصابون عند الضغط على الانبوب المملوء بالهواء . اشر يدائرة حول النقب بالقلم ، اخرج كل الهواء من الاطار .
ولرفع الانبوب يجب ان تخشن ما حول النقب باستعمال " الورق الرمل " وتأكد ان سطح الانبوب حول النقب نظيفا وجافا . ضع الصمغ اللاصق وانتظر لمدة 30 ثانية ليصبح الصمغ لزجا . ضع الرفعة فوق المنطقة المتقوية والمصممة واضغط عليها لتجف . وتصلح الاطار المشقوق بصورة مؤقتة . لف شريط من قماش النقب حول الانبوب الداخلي ،،،،، ارجع كلا من الانبوب والاطار الى محلتهما وانفخ الانبوب للضغط المطلوب .



(Figure 3.35)



(Figure 3.36)



(Figure 3.37)




(Figure 3.38)

الفحص الدوري (الروتيني)



من الأشياء الجسنة ان نلاحظ وجود اي ضرر في هيكل الكرسي والذي يحتاج الى اصلاح أثناء تنظيفك للكرسي .. فعلا اذا كان هناك التواء في الانابيب فذلك بسبب عدم استقامة في مشي الكرسي وكذلك صعوبة في سيره . وجود اي ضرر في انابيب الهيكل او المفصلات هي علامات تشير ان الكرسي يمكن ان يتكسر من هذه الاماكن ، لذلك يجب اصلاح هذه الاضرار بأسرع وقت

- ولعمل الفحص الدوري ، تأمل كرسيك عندما تكون راكبا عليه لاكتشاف اي ثوب في فراشه او فطور في الاماكن الملحومة ، او اعوجاج في الانابيب ، ارتخاء في الصمولات او في المزائج ، اعوجاج في محور العجلة الخلفية ، في حاملة القدم او ارتخاء في قبضة اليد .
- اذا تبين ان هناك ضرر مهم في هيكل الكرسي كالكرسي او الاعوجاج في مكان ما فالواجب تصليح ذلك بسرعة بالاستعانة بميكانيكي دراجات هوائية او من يفهم بالموضوع لتفادي الضرر .



(Figure 3.41).




الصموالات والمزاليج (البراغي)

ولو ان الكرسي صمم ليحتاج اقل ما يمكن من الصموالات والمزاليج ولكن بكثر الاستعمال سترتخي هذه مما يسبب ارتجاج الكرسي أثناء السير . وصعوبة في دفعه وفي استعمال الكوابح ايضا . شد الصموالات والمزاليج يجنبك ضايعها او كسرها ، ويسهل مشي الكرسي .

شد وتثبيت الصموالات والمزاليج (البراغي)

افحص كل الصموالات والمزاليج لشدها ان كانت مرتخية . المزالج المحوري المركزي لا يجب ان يكون مشدودا بقوة ولكن الصموالة التي تغطيه وتحميه من السقوط يجب ان تكون مضبوطة جيدا وصعوبة الفتح . يجب ان يكون بالامكان مسك احد المعجلات الامامية الى الاسفل ورفع الاخرى 2 سم فوق الارض بسهولة



(Figure 3.42)

الصموالات المشدودة او المنفصلة يجب ان تصلح اذا كانت مرتخية (انظر الفصل الخاص بتصلبها) لا يجب ان تشد بقوة كبيرة على الصموالات ، واذا كان الشد ضعيفا فان الصموالة يمكن ان لا تكون في محلها الطبيعي وان استعملت القوة في شد صموالة في الموضع الخاطئ ربما سيسبب ذلك خراب في اسنان المزالج (البراغي) وربما سيكون سيعدت اخراجها مستقبلا .



قاعدة القدمين

يجب ان تكون قاعدتي القدمين على غلر صحيح ليسمن جلوس جيد والقاء الضغط

تاكد من العلو المناسب لحاملتي القدمين نسبة الى جلوسك على الكرسي . يمكنك عمل تاشيرات على هيكل الكرسي لتتمكن من ضبط مكان واستقامة حاملتي القدمين . قدميك يجب ان تلامس حاملتي القدم برفقة عندما تكون جالسا بالوضع المناسب لك . ويجب ان يكون ضغط جسمك على المقعد بصورة متساوية . اذا كانت حاملتي القدم اوفا من اللازم فيستعظر لتقديم جسمك الى امام مقعدك لتصل اقدامك الى قاعدة القدم مما يسبب عدم الراحة . وايضا بدء تكون " قرح الضغط " اذا كنت قادرا الاحساس في رديك . واذا كنت حاملتي اعلى مما يجب فيسبب ذلك ضغطا اضافيا على رديك والذي سيتسبب ويسبب قرح الضغط .




Figure 3.47

لاجل تصحيح حاملتي القدم :-
ارخي البراغي في اثنوية حاملتي القدم وعدل علو الحاملة ثم شد البراغي . ولأجل القيام بهذا التصحيح يجب ان لا تكون راكبا الكرسي ، او ترجو من احد لينجز لك هذا التصحيح .




Figure 3.47a




Figure 3.47b

ج او تبديل الصموالات و" البراغي " المزالج

المزالج (البراغي) التالف يجب تبديله . ومع تلك فان بعض التصليحات متاحة :
1- البراغي او الصموالة الملاء : ضع البراغي والصموالة بصورة معكوسة لمسكها بمفتاح وتدورها . واذا لم يمكن تدوير " البراغي والصموالة " فمعنى ذلك ان الصموالة متصدنة .
2- الصموالة المتصدنة : اخلط زيت خفيف مع نقط ابيض وقطر من المخلوط بين البراغي والصموالة وانتظر . حاول بعد ذلك فتح الصموالة قليلا قليلا . واذا لم تتمكن من ارخاء الصموالة . افحص راس " البراغي " واستخرجه وابدله ببراغي جديد



Figure 3.42



Figure 3.43

في كرسيك هناك عدة امكدة استعمال فيها صموالات " قفالة " لتبقى محكمة الغلق لاطول فترة وتتمنع الكرسي من الارتجاج أثناء الاستعمال . " الصموالة القفالة " لا ترتخي أثناء استعمال الكرسي وهي بنفس الوقت صعبة الفتح . في الرافاندر يستعمل نوعين من الصموالات: ناي نت (nylock) او (whirlwind split) . عندما تكون هذه الصموالات "nylock" سهلة التدوير فيجب استبدالها باخرى من نوع "whirlwind split" .

3- ولعمل الصموالة المشقوقة (المفروضة)

- احصر الصموالة كما في الصورة . واعمل شق الى منتصف مسكها . ثم اضغط عليها من الجهتين واترق فوقها لشد الشق . وعندما تستعمل الصموالة لمكان في كرسيك فاجعل الجزء الواسع من الشق يدخل او لا .
- واذا تبين ان الصموالة ال "whirlwind" المشقوقة يسهل تدويرها فيجب اصلاحها كما يلي :
1- تاكد ان الشق قطع الى منتصف الصموالة واذا لم يكن كذلك فاستعمل المنشار لاكمال قطعه الى النصف .
2- اضغط على الصموالة بمسكة او اطرق عليه بمطرقة لتتأكد ان الشق قد انغلق .



Figure 3.44



Figure 3.45




Figure 3.46

مماسك اليد



ارتداء مماسك اليد يمكن ان يسبب اصابة خطيرة عندما تقلت من يد الكرسي أثناء دفعه من قبل احد ، وخاصة أثناء صعود رصيف شارع او سلم .



تاكد من ان مماسك اليد محكمة في محلها . وتتم هذه بمحاولة جرها وكذلك تريد ان تنزعها من محلها . واذا تمكنت من نزعها فمعناه انك يجب ان تضيق صمغا من النوع الجيد جدا ليمنع خلعها . واذا لم تجد صمغا قويا عليك رفع مماسك اليد من الكرسي ولكن حذرا عند رفع الكرسي المنزوع المماسك (القبضات) حيث يمكن ان يؤذي راحتك .




Figure 3.48





المهارات الأساسية لركوب الكرسي - اكتشاف سبب الخلل :-

ميلان الكرسي أثناء السير

إذا كانت مقاومة أحد العجلات أكثر من العجلات الأخرى فيسبب كرسبك إلى جهة تلك العجلة (ذات المقاومة الأكبر) وذلك لأن تلك العجلة ستدور بسرعة أقل وكذلك كنت تكبحها أو توقفها . إضافة إلى أن هذه المقاومة الزائدة ستعكك أثناء دفع الكرسي حيث يجب أن تعرض عن هذا الاختلاف في جهتي الكرسي

لاحظ هل ان الكرسي يسير باستقامة ؟

ولمعرفة ذلك اختر أرضا مسطحة (مستوية) وحاول دفع كرسبك عليها بسرعة متوسطة ، وانفع بنفس القوة على العجلتين واجعل وزنك في وسط المقعد (بنون ميل إلى جهة أو أخرى) ، وإذا لاحظت أن كرسبك اتجه إلى جهة معينة فإن ذلك يعود إلى أحد الأسباب المذكورة أدناه :-

اختلاف في ضغط الإطارات

.... ينحرف الكرسي إلى جهة الإطار ذو الضغط الواطي ... الحل هو بواسطة المنفاخ بزيادة هواء الإطار ذات الضغط الواطي .. أو بتقليص الهواء من الإطار ذو الضغط المرتفع أكثر مما يجب

حوامل متسخة أو متضررة

.... ينحرف الكرسي إلى الجهة ذات كريات الحوامل المتلصقة على بعضها والتي تبدو وكأنك تكبح (توقف) عجلة تلك الجهة والحل هو التأكد من سلامة الحوامل في العجلتين الامامية والخلفية وربما تحتاج إلى التنظيف والتبديل .

(المتلصقة (متصلة) بسند (دعامة

..... يدور الكرسي إلى جهة إذا كان محور (مسند x) لا يتحرك بسهولة أو متوقف بحيث أن أحد العجلات الامامية مرفوعة فوق سطح الأرض . يمكنك التأكد من ذلك عند ملاحظة التصاق العجلات الأربع بارض مستوية وانت على الكرسي .

الحل ارخي البرغي في التقاء مجمع (مسند x) .. البرغي في هذه المنطقة لا يجب أن يكون مشدودا بقوة . يجب أن يكون هناك حوالي نصف سنتيمتر بين الصامولة القاطعة والأيوب المربع .. وعندما يكون شخصاً على الكرسي يجب أن تتمكن من مسك أحد العجلتين الاماميتين إلى الأسفل وترفع الأخرى 2 سم فوق الأرض بجهد بسيط . يجب التأكد من وجود صامولة قاطعة ليضمن عدم سطو البرغي الماسك (مسند x) والطريقة الأخرى هي استعمال صمولتين لتثبيت البرغي .


- زيت وحرك (مسند x) لارخاء المفصل

Bent Caster Barrels

قد شخص يجلس في كرسي أو وضع شيء على قدم المساواة تقريبا وذلك في المقعد ، ثم ننظر إلى معرفة ما إذا كانت العجلات يرمول في على التوالي عن طريق فحص ما إذا كان يرمول والإطار الجانبية متوازية مع بعضها البعض ، وعند زاوية الحق في الأرض.

إذا كان العجلات ليس العمودي ، سيتم سحب عجلة المذرة في الاتجاه الذي يرمول للبرميل والكرسي سوف تتحول إلى هذا الجانب .

الحل : إعادة محاذاة العجلات يرمول الحصول على مساعدة من ميكانيكي مع وجع في تعديل كبير جدا للتي يرمول العجلات بحيث تكون موازية مع الجانب الإطار وعمودي على الأرض (الشكل 3.52). (الاختيار بعلية لفئة تصديقات في الإطار بعد أحداث أي الانحناءات يجب أن تكون ملحومة أي اخلاق الشقوق وتعزيزها.



(Figure 3.52)


حالة احتكاك العجلة الخلفية بحافة الكرسي الجانبية

السبب الأول :- ينحرف كرسبك إلى جهة إذا كان "برغي" المحور مرتخيا في منطقة المجمع (الكرة) و سبب وزن راكب الكرسي ميلانه في الجهة العلوية . وإذا مالت العجلة أكثر فربما ستحتك باطار "هيكل" الكرسي الجانبي . وهذا الاحتكاك سيؤدي إلى كبح العجلة في تلك الجهة ولذلك فإن الكرسي سيدور (ينحرف) إلى تلك الجهة أيضا .

الحل : شد على برغي المحور ، بدل أي "واشر" أو صمولة مفقودة . وإذا كان التلب في مكان ارتكاز المحور قد كبر أكثر من الاعتيادي ومرتخيا ،حرك العجلات إلى موضع آخر على المحور .

السبب الثاني :- اعوجاج في العجلة . يمكن أن تقوم ذلك بتنظيم اسلاك العجلة .


الحل : نظم اسلاك العجلة (وكما ورد في فصل اسلاك العجلة) . وإذا كان الاتواء في حافة العجلة كبيرا فيجب تعديله قبل تنظيم الاسلاك .



(Figure 3.53)

السبب الثالث :- عتلة المحور ليست باستقامة الحافة الجانبية للكرسي .

الحل: عدل عتلة المحور كما في الصفحة




(Figure 3.54b)

(Figure 3.54a)

اعوجاج محور العجلة الخلفية

عندما تكون أحد العجلات منحرفة إلى الخارج والأخرى إلى الداخل فيسبب دفع (حركة) الكرسي صعبة بسبب أن العجلات لا تدور بالصورة الاعتيادية



(Figure 3.49)

الحل :- قبل المسافة بين العجلتين الخلفيتين (من حافة مقدمة وحافة مؤخرة العجلتين) واختار نقطة في اعلى وسط العجلتين . إذا كان الفرق بينهما بحدود 6 ملم فوضع العجلتين جيد . أما إذا كانت المسافة في أي من القياسين أكثر من 6 ملم فاعمل الاتي


(Figure 3.50) قياس المسافة بين العجلات الخلفية في الأمام والخلف

4 - تأكد من أن "برغي" محور العجلة ليس ملتويا ، وإذا كان كذلك فيدهل . أما إذا كان الاتواء قليلا فيمكن تعديل محور العجلة بظرفه على سندان . وإذا لم تنجح هذه الطريقة . . .

5- تأكد من وضع المحور في التلب المخصص له . وإذا كان برغي المحور مرتخيا فذلك ربما يعني تشوه تلب المحور .. وربما ذلك يقتضي تحريك العجلات إلى محل آخر من المحور .

6 - إذا كان محور العجلة مستقيما أو في وضع جيد في التلب ولكن العجلتين لا زالتا لا تديران إلى نفس الاتجاه فيمكن أن تكون عتلة المحور غير مستقيمة وعليه يجب تعديلها .

تأكد من زاوية عتلة المحور بوضع عتلة برغي في العتلة وقيس الزوايا بالنسبة إلى سطح عمودي . استعن بميكانيكي وبواسطة "مفتاح" كبير اسك بالاطار القريب من عتلة المحور . تحرى بدقة عن وجود فطور في الإطار بعد إيه . احم المكان المفطور .




(Figure 3.51a)

(Figure 3.51b)

اعوجاج حافة الكرسي الجانبية

إذا مالت إحدى حافتي الكرسي الجانبية عندما تكون راكبا الكرسي . فإن الكرسي يمكن أن يميل إلى الجهة المعاكسة . حافة الكرسي الجانبية تميل إلى الداخل عندما تكون نهاية اسطوانة المقعد معوجة إلى الداخل وفي نفس الجهة .



(Figure 3.55)

السبب الثالث :- عتلة المحور ليست باستقامة الحافة الجانبية للكرسي .

الحل: عدل عتلة المحور كما في الصفحة (53)

اعوجاج حافة الكرسي الجانبية

إذا مالت إحدى حافتي الكرسي الجانبية عندما تكون راكبا الكرسي . فإن الكرسي يمكن أن يميل إلى الجهة المعاكسة . حافة الكرسي الجانبية تميل إلى الداخل عندما تكون نهاية اسطوانة المقعد معوجة إلى الداخل وفي نفس الجهة .



(Figure 3.56)

الحل : حل هذه المشكلة يحتاج إلى شخصين . امسك الاسطوانة المستعرضة بمسكة والدخل انبوبين طويلين (50- 80 سم) فربس على نهايتي اسطوانة المقعد المعوجة إلى أن يمس الاسطوانة المستعرضة . وفي نفس الوقت يجب على الشخصين أن يجرأ أو يدفعوا في عكس اتجاه اعوجاج اسطوانة المقعد . يستمرأ في ذلك حتى تختل اسطوانة المقعد . طرق نهايتي اسطوانة المقعد إلى الخارج يمكن أن يقوم الاعوجاج . وإذا مالت حافة الكرسي الجانبية مرة أخرى إلى الداخل ادعوا احام جيد ليعدل دعامة لا يكاملها وقوية اسطوانتي المقعد بلحم قضبان بدينية تحت اسطوانة المقعد لتقويتها .