




ТРЕНАЖЕР ВЕРТИКАЛИЗАТОР ДЕТСКИЙ

- Положение тела лежа на животе от горизонтального до вертикального
- Столик
- Абдуктор с блоком поддержки спины
- Поддерживающие ремни, блоки
- Сандалии



КРЕСЛО КОЛЯСКА ДЕТСКАЯ ДЦП

- Механизм складывания
- Регулировка угла наклона спинки $0^{\circ}:90^{\circ}$
- Регулировка угла наклона подножек $0^{\circ}:90^{\circ}$
- Сандалии с ремнями
- Абдуктор
- Поддерживающие ремни, блоки
- Подлокотники с ремнями
- Два варианта передних колес



КРЕСЛО-КОЛЯСКА СКЛАДЫВАЕМОЕ

- Возможность уменьшения ширины коляски пользователем для проезда узких мест
- Съёмные ведущие колеса
- Съёмные подножки
- Съёмные подлокотники
- Регулировка базы коляски, схождения, высоты сидения от пола, наклона сиденья, длины подножек
- Ширина сидения 300, 330, 360, 390, 420, 450 мм

ХОДУНОК- МАНЕЖ ДЕТСКИЙ

- Поддержка туловища
- Подлокотники с ремнями и ручками
- Поддержка таза с расширителем бедер
- Ремень-ограничитель шага и схождения голени



Производственно-коммерческая фирма СИБМЕДДИЗАЙН основана в 1992 году для проектирования и изготовления технических средств реабилитации по индивидуальным заказам для конкретных пользователей. Разработка средств реабилитации и передвижения была инициирована известным американским конструктором Ральфом Хотчкиссом в 1990 году. Серийная коляска С. 01, изготавливаемая ЗАО ПКФ СИБМЕДДИЗАЙН прошла испытания в лаборатории Питтсбургского Университета США в 1994 году. Коляска имеет сертификат соответствия РОСС RU.ИМ10.В00326 с 2000 года.